



2025



CATÁLOGO DE PRODUTOS


SHINEDUX[®]
L E N S

shineduxlens.com.br

A SHINEDUX LENS atua no mercado ótico há mais de 12 anos, oferecendo produtos de alta tecnologia e qualidade, com as lentes prontas e blocos semiacabadas que proporcionam ao usuário mais conforto e melhor.

Conheça nossa linha de produtos e aproveite as facilidades de realizar seus pedidos através de nosso site, com toda comodidade e agilidade



www.shineduxlens.com



Lentes Acabadas

Visão Simples

01

As Lentes Visão Simples são aquelas que possuem apenas um foco de visão (para perto ou longe). Corrigem miopia, hipermetropia e astigmatismo, podendo ser convergentes (positivas) ou divergentes (negativas).



SHINEDUX[®]
LENS

Lentes Acabadas Visão Simples



REF.:		DESCRIÇÃO	DIA /	ESFÉRICO	CILÍNDRICO	TRATAMENTO	VALOR
H01		LENTE 1.49 UC	70 / 65	4,00 a -4,00	0,00 a -2,00	UC	
H01G		LENTE 1.49 UC	70 / 65	4,00 a -4,00	-2,25 a -4,00	UC	
H02		LENTE 1.56 AR	70 / 65	6,00 a -6,00	0,00 a -2,00	AR HMC	
H05GG		LENTE 1.56 FOTO AR	70 / 65	4,00 a -4,00	-4,25 a -6,00	AR HMC Foto	
H02G		LENTE 1.56 AR	70 / 65	6,00 a -6,00	-2,25 a -4,00	AR HMC	
H02GG		LENTE 1.56 AR	70 / 65	4,00 a -4,00	-4,25 a -6,00	AR HMC	
H61		LENTE 1.56 BLUE AR	75	4,00 a -4,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue	
H91		LENTE 1.56 BLUE AR	70 / 65	6,00 a -6,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue	
H91G		LENTE 1.56 BLUE AR	70 / 65	6,00 a -6,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue	
H91GG		LENTE 1.56 BLUE AR	70 / 65	6,00 a -6,00	-4,25 a -6,00	AR HMC Blue	
H41		LENTE 1.56 BLUE FOTO AR	70 / 65	4,00 a -4,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue Foto	
H41G		LENTE 1.56 BLUE FOTO AR	70 / 65	4,00 a -4,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue Foto	
H41GG		LENTE 1.56 BLUE FOTO AR	70 / 65	4,00 a -4,00	-4,25 a -6,00	AR HMC Blue Foto	
H05		LENTE 1.56 FOTO AR	70 / 65	4,00 a -5,00	0,00 a -2,00	AR HMC Foto	
H05G		LENTE 1.56 FOTO AR	70 / 65	4,00 a -4,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Foto	
H03G		LENTE 1.59 AR	70 / 65	6,00 a -6,00	-2,25 a -4,00	AR HMC	
H03		LENTE 1.59 AR	70 / 65	6,00 a -6,00	0,00 a -2,00	AR HMC	
H03GG		LENTE 1.59 AR	70 / 65	6,00 a -6,00	-4,25 a -6,00	AR HMC	
H94		LENTE 1.59 BLUE AR	70 / 65	6,00 a -6,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue	
H94G		LENTE 1.59 BLUE AR	70 / 65	4,00 a -4,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue	
H94GG		LENTE 1.59 BLUE AR	70 / 65	4,00 a -4,00	-4,25 a -6,00	AR HMC Blue	
H38		LENTE 1.59 BLUE FOTO AR	72 / 65	4,00 a -6,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue Foto	
H38G		LENTE 1.59 BLUE FOTO AR	72 / 65	4,00 a -4,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue Foto	
H04		LENTE 1.59 POLI	70 / 65	4,00 a -6,00	0,00 a -2,00	HC	
H04G		LENTE 1.59 POLI	70 / 65	6,00 a -6,00	-2,25 a -4,00	HC	

Lentes Acabadas Visão Simples



REF.:	DESCRIÇÃO	DIA /	ESFÉRICO	CILÍNDRICO	TRATAMENTO	VALOR
M01	 LENTE 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY AR	72	6,00 a -6,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue	
M01G	 LENTE 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY AR	72	0,00 a -6,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue	
H31	 LENTE 1.61 AR	70 - 75 / 65	7,00 a -10,00	0,00 a -2,00	AR HMC	
H31G	 LENTE 1.61 AR	70 / 65	6,00 a -6,00	-2,25 a -4,00	AR HMC	
H30	 LENTE 1.61 BLUE AR	70 - 75 / 65	7,00 a -10	0,00 a -2,00	AR HMC Blue	
H30G	 LENTE 1.61 BLUE AR	70 / 65	6,00 a -6,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue	
L02	 LENTE 1.61 VS DUX BLUE AR	70 - 75 / 65	6,00 a -10,00	0,00 a -2,00	AR Blue HMC	
L02G	 LENTE 1.61 VS DUX BLUE AR	70 - 75 / 65	8,00 a -8,00	-2,25 a -4,00	AR Blue HMC	
H10G	 LENTE 1.67 AR	70 - 75 / 65	6,00 a -10,00	-2,25 a -4,00	AR HMC	
H10	 LENTE 1.67 ASP AR	75/70	6,00 a -12,00	0,00 a -2,00	AR HMC	
H29	 LENTE 1.67 BLUE AR	75/70	0,00 a -12,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue	
H55	 LENTE 1.67 BLUE FOTO AR	75/70	0,00 a -12,00	0,00 a -2,00	AR HMC Blue Foto	
H55G	 LENTE 1.67 BLUE FOTO AR	75/70	0,00 a -10,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue Foto	
H29G	 LENTE 1.67 VS BLUE AR	75/70	0,00 a -10,00	-2,25 a -4,00	AR HMC Blue	
L70	 LENTE 1.70 VS DUX BLUE SHMC	75/70	-3,00 a -12,00 3,00 a 8,00	0,00 a -2,00	AR Blue HMC	
L70G	 LENTE 1.70 VS DUX BLUE SHMC	75/70	-3,00 a -10,00 3,00 a 8,00	-2,25 a -4,00	AR Blue HMC	
L75	 LENTE 1.70 VS DUX BLUE FOTO SHMC	75/70	-3,00 a -12,00 3,00 a 8,00	0,00 a -2,00	AR Blue Foto HMC	
L75G	 LENTE 1.70 VS DUX BLUE FOTO SHMC	75/70	-3,00 a -10,00 3,00 a 8,00	-2,25 a -4,00	AR Blue Foto HMC	

Lentes Acabadas Multifocais

02

Lentes que potencializam o campo de visão em três distâncias, simultaneamente: longe, perto ou intermediária.

Lentes Acabadas Multifocais



REF.:		DESCRIÇÃO	DIA. / ALTURA	BASE	ADIÇÃO	TRATAMENTO	VALOR
H66		LENTE 1.49 MULTI TINTAVEL	75-70 / 14	0,00 a 3,00	1.00/3.00	UC	
H09		LENTE 1.56 FOTO AR	70 / 14	0,00 a 3,00	1.00/3.00	AR HMC Foto	
H27		LENTE 1.56 BLUE AR	70 / 14	0,00 a 3,00	1.00/3.00	AR HMC Blue	
H42		LENTE 1.56 BLUE FOTO AR	70 / 14	0,00 a 3,00	1.00/3.00	AR HMC Blue Foto	
H79		LENTE 1.56 FOTO	70 / 14	0,00 a 3,00	1.00/3.00	HC Foto	
H07		LENTE 1.56 MF AR	70 / 14	0,00 a 3,00	1.00/3.00	AR HMC	
H08		LENTE 1.56 MF UC	70 / 14	0,00 a 3,00	1.00/3.00	UC	
H98		LENTE 1.59 BLUE AR	75 / 13	0,00 a 3,00	1.00/3.00	AR HMC Blue	

SHINEDUX[®]

L E N S

LENTE DUX BLUE COM TECNOLOGIA PARA A VIDA DIGITAL

As lentes Shine HD são produzidas exclusivamente com o tratamento antirreflexo Dux Blue, que protege a visão contra a luz azul.

Shine HD Dux Blue protege nossos olhos da luz azul emitida em excesso pelo sol e pelas telas dos aparelhos eletrônicos, neutralizando-a e prevenindo-nos dos problemas relacionados ao uso contínuo dos mesmos.

Blocos

Visão simples

04

Essas lentes são projetadas para corrigir problemas de visão como miopia, hipermetropia e astigmatismo. Elas proporcionam uma visão clara e nítida para uma única distância, seja próxima, intermediária ou distante. São ideais para quem precisa de correção visual para uma única faixa de distância.



SHINEDUX[®]
LENS

Blocos

Visão Simples



REF.:		DESCRIÇÃO	DIA.	GRADE	TRATAMENTO	VALOR
H54		BLOCO 1.49 FOTO	75	2.00/4.00/6.00	HC Foto	
H56		BLOCO 1.49 FOTO AR	75	2.00/4.00/6.00	AR HMC Foto	
H53		BLOCO 1.49 V.S AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC	
H52		BLOCO 1.49 V.S TINTAVEL	75	0.50/2.00/4.00/5.00/8.00	UC	
H90		BLOCO 1.56 BLUE AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR Blue	
H44		BLOCO 1.56 BLUE FOTO	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC Foto Blue	
H43		BLOCO 1.56 BLUE FOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC Blue Foto	
L16		BLOCO 1.56 FOTO	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC Foto Blue	
L15		BLOCO 1.56 FOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC Foto	
H16		BLOCO 1.56 V.S FOTO	75	0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	HC Foto	
H15		BLOCO 1.56 V.S FOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	AR HMC Foto	
H22		BLOCO 1.56 V.S. AR	75	0.50/2.00/3.00/4.00/5.00/6.00/8.00/10.00	AR HMC	
H95		BLOCO 1.56 V.S. BLUE	75	0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	HC Blue	
H92		BLOCO 1.56 V.S. BLUE AR	75	0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	AR HMC Blue	
H47		BLOCO 1.56 VS BLUE PHOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/5.00/8.00	AR HMC Blue Foto	
H96		BLOCO 1.59 V.S. BLUE	75	0.50/1.00/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	HC Blue	
H97		BLOCO 1.59 V.S. BLUE AR	75	0.50/1.00/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	AR HMC Blue UC	
H33		BLOCO 1.59 V.S. POLI AR	75	0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	AR HMC	
H37		BLOCO 1.59 V.S. POLI BLUE FOTO	75	0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00/9.50	HC Foto Blue	
H36		BLOCO 1.59 V.S. POLI BLUE FOTO AR	75	0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50	AR Foto Blue	
H35		BLOCO 1.59 V.S. POLI FOTO	75	0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50	HC Foto	
H34		BLOCO 1.59 V.S. POLI FOTO AR	75	0.50/2.50/4.50/5.45/6.50/7.50/8.50/9.50	AR HMC Foto	
H23		BLOCO 1.59 V.S. POLI	75	0.50/2.00/4.00/5.00/6.00/8.00	HC HMC	

Blocos

Visão Simples



REF.:		DESCRIÇÃO	DIA.	GRADE	TRATAMENTO	VALOR
M02		BLOCO 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY AR	75	1.00/3.00/5.00	AR HMC Blue	
M03		BLOCO 1.59 VS POLI BLUE MYOJOY	75	1.00/3.00/5.00	HC Blue	
H59		BLOCO 1.61 BLUE AR	75	2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC Blue	
H60		BLOCO 1.61 BLUE FOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC Blue Foto	
H32		BLOCO 1.61 V.S. AR	70	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC	
H26		BLOCO 1.67 BLUE	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC Foto Blue	
H24		BLOCO 1.67 BLUE AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC Blue	
H25		BLOCO 1.67 BLUE FOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC Foto	
H28		BLOCO 1.67 BLUE	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC Blue	
H19		BLOCO 1.67 FOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC Foto	
H18		BLOCO 1.67 FOTO	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC Foto	
H20		BLOCO 1.67 V.S. AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC	
H21		BLOCO 1.67 V.S. INCOLOR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC	
L74		BLOCO 1.70 VS DUX BLUE	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	Blue HC	
L73		BLOCO 1.70 VS DUX BLUE AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR Blue HMC	
L79		BLOCO 1.70 VS DUX BLUE PHOTO	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	Blue Foto HC	
L78		BLOCO 1.70 VS DUX BLUE PHOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR Blue Foto HMC	
L72		BLOCO 1.70 VS HC	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC	
L71		BLOCO 1.70 VS AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR HMC	
L77		BLOCO 1.70 VS PHOTO	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	HC Foto	
L76		BLOCO 1.70 VS PHOTO AR	75	0.50/2.00/4.00/6.00/8.00	AR Foto HMC	

Blocos Multifocais

03

Os blocos de visão multifocais oferecem correção para múltiplas distâncias. Isso significa que uma única lente pode ajudar a ver claramente tanto de perto quanto de longe, sem a necessidade de trocar de óculos. São perfeitos para quem precisa de uma visão ajustada para diferentes atividades, como ler, trabalhar no computador e dirigir.



SHINEDUX[®]
LENS

Blocos Multifocais

REF.:		DESCRIÇÃO	DIA. / ALTURA	BASE	ADIÇÃO	TRATAMENTO	VALOR
H11		BLOCO 1.56 MF FOTO AR	75	BASE 3/5	1.00 a 3.50	  	
H17		BLOCO 1.56 MF AR	75/14	BASE 4/6	0,50 a 4,00	 	
H93		BLOCO 1.56 BLUE AR	75/14	BASE 4/6	0,50 a 4,00	  	
H45		BLOCO 1.56 BLUE FOTO AR	75/14	BASE 3/5	1.00 a 3.50	   	
H12		BLOCO 1.56 FOTO	75	BASE 3/5	1.00 a 3.50	  	
L11		BLOCO 1.56 MULTI FOTO AR	75/14	BASE 3/5	1.00 a 3.50	  	
L12		BLOCO 1.56 MULTI FOTO HC	75/14	BASE 3/5	1.00 a 3.50	 	
H14		BLOCO 1.59 POLI MF AR	75	BASE 4/6	1.00 a 3.00	 	
H39		BLOCO 1.59 BLUE FOTO AR	75	BASE 4/6	1.00 a 3.00	   	
H84		BLOCO 1.59 MULTI FOTO AR	75	BASE 4/6	1.00 a 3.00	  	
H100		BLOCO 1.59 POLI MF BLUE	75/13	BASE 4/6	1.00 a 3.00	 	
H99		BLOCO 1.59 BLUE AR	75/14	BASE 4/6	1.00 a 3.00	  	

Lançamento
SHINEDUX[®]
L E N S


Lente com
eficácia
comprovada





DESIGN PUNTIFORME: NOVO AVANÇO NO CONTROLE DA MIOPIA

504 microlentes chamadas 'pontos', são projetadas nas lentes para fornecer a desfocagem periférica da miopia, que é benéfica para controlar a progressão da miopia em crianças e jovens.



ZONA PERIFÉRICA DO ÓCULOS

ZONA CENTRAL

A zona central tem abertura de 9mm que não possui segmentos de desfocagem e oferece melhor acuidade visual.

ZONA DE DESFOCAGEM

Na zona de desfocagem da miopia periférica com 504 microlentes, a luz que passa pelas microlentes será focada na parte frontal da retina gerando controle da miopia e visão mais clara.

1. Tecnologia de desfocagem

A luz da área de desfocagem da miopia periférica que passa pelas microlentes será focada na parte frontal da retina, isso pode gerar a desfocagem da miopia periférica e controlar o crescimento do comprimento axial.


A luz que passa pela zona central será focada no ponto A

A luz que passa pela microlente será focada na posição B1 e B2



2. A tecnologia de microescultura de controle numérico multidimensional

A tecnologia de microescultura de controle numérico multidimensional é usada para otimizar o tamanho, a dioptria, a posição e o número de microlentes.



3. Resistência


Material policarbonato com resistência ao choque e de baixa reflexão.



4. indicação

Crianças e jovens de 6 à 18 anos

Com o desenvolvimento do corpo, as alterações do comprimento axial são aceleradas nessa faixa etária. Quanto maior for o comprimento axial ocular, e este ultrapassar 24 mm, maior será a miopia.



Conheça nossa linha de produtos



www.shineduxlens.com.br



[shineduxlens](https://www.facebook.com/shineduxlens)



[shinedux_brasil](https://www.instagram.com/shinedux_brasil)



21 97160-4613



21 3513-0692



SHINEDUX[®]
L E N S